

## 1. 健診中のマスクの着用にご協力をお願いします。

※体調不良の方はご遠慮ください。**裏面の新型コロナウイルス感染予防対策を必ずご確認ください。**

## 2. インスリンポンプ及びグルコース測定器を装着している方は、測定器の誤作動の原因になるため以下の検査をご受診になれません。

主治医と相談の上、取り外してお越しく下さい。

(当センターのスタッフによる測定器の脱着は行っておりません)

胸部 X 線

CT 各検査

脳検査 (MRI)

胃部 X 線

マンモグラフィ

骨粗しょう症検査

【 該当する機器一覧 】

### インスリンポンプ

ミニメド620G/640G/770G  
インスリンポンプ  
日本メドトロニック株



パラダイムインスリンポンプ  
712/722  
日本メドトロニック株



メディセーフウィズ  
テルモ(株)



TOP-8200  
株トップ



### 持続グルコース測定器 (CGM/FGM)

ミニメド620G/640G/770G  
トランスミッタ ガーディアンコネク  
日本メドトロニック株



Dexcom G4 PLATINUMシステム  
Dexcom G6 CGMシステム  
テルモ(株)



FreeStyle リプレセンサー  
FreeStyle リプレ Pro センサー  
アボットジャパン(同)



※予約日の変更は、事前にご連絡ください。

胸部X線検査は、職場の健診であれば原則必須項目となりますので、取り外しができない場合は、職場の担当者様にご報告ください。

# 新型コロナウイルス感染予防対策について

○次の項目に該当する場合は受診できませんので、ご確認ください。

- 37.4℃以上の発熱がある、または平熱より高い体温である（健診前7日間以内）
- 咳、のどの痛み、倦怠感等の風邪症状、普段と違う体調不良のある方
- 7日間以内に新型コロナウイルスに感染した方

○次に該当される場合は不織布マスクの着用をお願いします。

- 新型コロナウイルス感染後8日～10日間以内の方
- 家族や同居の方が療養中の方

○基本的な感染対策の実施のため、以下の取り組みにご協力をお願いいたします。

◆ 健診中のマスクの着用にご協力をお願いします。

※2023年3月13日からマスクの着用は個人の判断が基本となりますが、ご自身を感染から守り、周囲の方に感染を広げないためにはマスクの着用が効果的です。

- ◆ 受付前の検温・体調確認
- ◆ 受診前後の手洗い・手指消毒・検査機器の消毒
- ◆ 健診場所の換気（入口、窓の開放）
- ◆ 受付前、会場内でも距離を保ってお待ちください（混雑状況により、会場内の人数制限をすることがあります。）。

今後の感染状況や待機期間等の変動により、受診可能な条件を変更する場合があります。

（2023年5月改訂）